

2020-11-01

Sortimentsförändring elrullstolar

Sortimentet för elrullstolar förändras i samband med att nya avtal tecknas. Nytt avtal gäller från 2020-11-01.

Det nya avtalet kommer att medföra förändringar. Äldre produkter återanvänds i möjligaste mån och ersättande produkt levereras ut om det finns på lager.

Beställningsunderlag tas fram för de flesta av produkterna och återfinns på hemsidan. Vid frågor och funderingar, kontakta gärna Hjälpmedel Västernorrland: Mail: hjalpmedel.vasternorrland@rvn.se

Elrullstol med arbetsstolssits för inomhusanvändning

Elrullstol avsedd för barn och vuxna som ska möjliggöra utförande av aktiviteter i det dagliga livet. Brukarens överflyttning sker självständigt från stående, sidoflyttning eller med hjälp av annan person/hjälpmedel. Elrullstolen är i standardutförande utrustad med två elfunktioner, dvs. elsitslyft samt eltilt. Elrullstolen ska enbart användas i inomhusmiljö.

Elrullstolen finns i två olika sitthöjder: standard eller låg.

Barn/junior:

- Elrullstol REAL 6100 Plus LINX barn/junior std
- Elrullstol REAL 6100 Plus LINX barn/junior låg

Vuxen:

- Elrullstol REAL 6100 LINX Plus std
- Elrullstol REAL 6100 LINX Plus låg



Leverantör Mercado Medic.

Förändring jämfört med tidigare är att nackstödsfäste inte längre ingår i standard. Mercado har uppdaterat elektroniken. Nya stolar som köps in är utrustade med LINX-system. Vilken elektronik som levereras till förskrivaren beror på vad som finns inne på lager i samband med beställning.

Elrullstol, centrumdrift, för användning inomhus och i planerad utemiljö

Elrullstol avsedd för brukare med betydande funktionsnedsättning och sittproblematik. Brukarens överflyttning sker självständigt från stående, sidoflyttning eller med hjälp av annan person/hjälpmiddel. Elrullstolen är i standardutförande utrustad med fyra elfunktioner, dvs. elsitslyft, eltilt, elrygg samt elben. Elrullstolen kan användas som förarsäte/passagerarsäte i personbil samt vid transport i färdtjänstfordon.

- Elrullstol M3 Corpus



Leverantör: Permobil AB

Ersätter utgående produkt: Elrullstol MC122 Spinalis

Elrullstol, bakhjulsdriven för användning inomhus och i planerad utemiljö

Elrullstol avsedd för personer med olika behov av sittanpassning. Framförs självständigt av brukare eller med hjälp av vårdare. Elrullstolen kan användas vid transport i färdtjänstfordon.

Elrullstolen finns i två utföranden:

1. *Elrullstol iChair mc2 Ortoflex med eltillt:*
utrustad med eltillt samt manöverpanel för brukaren.
2. *Elrullstol iChair mc2 Ortoflex med eltillt + vårdarstyrning:*
utrustad med eltillt samt vårdarstyrning.

1. Elrullstol iChair mc2 Ortoflex med eltillt



2. Elrullstol iChair mc2 Ortoflex med eltillt + vårdarstyrning



Leverantör: LB Medical AB

Förändring mot tidigare är att elrullstolarna levereras med hälband i standardutförande. Modell Elrullstol iChair mc2 Ortoflex med vårdarstyrning, men utan eltillt utgår.

Elrullstol, bakhjulsdriven, för användning främst utomhus samt begränsat inomhus

Elrullstol avsedd för brukare med olika behov av sittanpassning. Brukarens överflyttning sker självständigt från stående, sidoförflyttning eller med hjälp av annan person/hjälpmedel. Elrullstolen är i standardutförande utrustad med eltilt. Framförs självständigt av brukare eller med hjälp av vårdare. Elrullstolen används med fördel utomhus. Elrullstolen kan användas vid transport i färdtjänstfordon.

- Elrullstol mc3 Ergoseat



Leverantör: LB Medical AB

Förändring mot tidigare är att elrullstolen levereras med hälband i standardutförande.

Elrullstol, framhjulsdriven för inom- och utomhusanvändning

Elrullstol avsedd för brukare med betydande funktionsnedsättning och sittproblematik. Brukarens överflyttning sker självständigt från stående, sidoförflyttning eller med hjälp av annan person/hjälpmedel. Elrullstolen är i standardutförande utrustad med fyra elfunktioner, dvs. elsitslyft, elrygg, eltilt samt elben. Elrullstolen kan användas som förarsäte/passagerarsäte i personbil samt vid transport i färdtjänstfordon. Framförs självständigt av brukare eller med hjälp av vårdare.

- Elrullstol F5 Corpus



Leverantör: Permobil AB

Ersätter utgående produkt Puma 40 Sedeo Pro+

Elrullstol, med ståfunktion för inom- och utomhusanvändning

Elrullstol avsedd för brukare för självständig uppresning. Brukarens överflyttning sker självständigt från stående, sidoförflyttning eller med hjälp av annan person/hjälpmiddel. Elrullstolen är i standardutförande utrustad med fyra elfunktioner, dvs. elsitslyft, elrygg, eltilt samt elben. Brukaren kan ha behov av att sitta kvar i rullstolen vid transport i färdtjänstfordon.

Elrullstol med ståfunktion finns i tre modeller:

1. *Elrullstol F5 Corpus VS*
2. *Elrullstol Q700UP-M SedeoErgo*
3. *Elrullstol Q700UP-F SedeoErgo*

1. Elrullstol F5 Corpus VS



Leverantör: Permobil AB

2. Elrullstol Q700UP-M Sedeo Ergo



3. Elrullstol Q700UP-F Sedeo Ergo



Leverantör: Sunrise Medical

Elrullstolar för barn

Elrullstol avsedd för barn med varierande funktionsnedsättning med olika behov av sittanpassning. Brukarens överflyttning sker självständigt eller med hjälp av annan person/hjälpmedel.

- Elrullstol iChair mcS



Leverantör: LB Medical AB

- Elrullstol MC 1124 junior



Leverantör: Minicrosser AB

Elrullstolar för barn forts.

- Elrullstol K300 PS Jr



Leverantör: Permobil AB

- Elrullstol Koala Miniflex barn/junior



Leverantör: Permobil AB

Elrullstol X850 Miniflex är en utgående produkt och levereras i mån av tillgång

Elrullstol för utomhusanvändning

Elrullstol avsedd personer med betydande funktionsnedsättning och sittproblematik. Brukarens överflyttning sker självständigt från stående, sidoflyttning eller med hjälp av annan person/hjälpmiddel. Elrullstolen är i standardutförande utrustad med två elfunktioner, dvs. elsitslyft samt elreglerad chassiförlängning. Elrullstolen är avsedd att användas i krävande utemiljöer.

- Elrullstol X850 Corpus 3G



Leverantör: Permobil AB

Elrullstol X850 Miniflex är en utgående produkt och levereras i mån av tillgång

Elrullstol Scooter för utomhusanvändning, standard

Elrullstol avsedd för vuxna med olika grad av funktionsnedsättning. Brukarens överflyttningar sker självständigt eller med hjälp av annan person/hjälpmiddel. Elrullstolen är avsedd att användas året om i utemiljöer med varierande underlag, hindertagning, samt i offentliga miljöer.

- Scooter Orion Pro 3W



Leverantör: Invacare AB

Ersätter utgående produkt Sterling Elite2 Plus

Elrullstol, scooter för utomhusanvändning, brukare med behov av sittanpassning

Elrullstol avsedd för barn och vuxna med olika grad av funktionsnedsättning där kör- och sittanpassningar kan vara aktuellt. Brukarens överflyttningar sker självständigt eller med hjälp av annan person/hjälpmiddel. Elrullstolen kan användas vid transport i färdtjänstfordon. Elrullstolen är avsedd att användas året om i utemiljöer med varierande underlag, hindertagning samt i offentliga miljöer.

- Elrullstol Minicrosser X1 3W
- Elrullstol Minicrosser X1 4W
- Elrullstol Minicrosser X1 HD 4W



Leverantör: Minicrosser AB

Utgående produkter (M-modell som är grå) kommer att levereras i första hand.

- Elrullstol Minicrosser M1 3W
- Elrullstol Minicrosser M1 4W
- Elrullstol Minicrosser HD 4W