

**Laboratoriemedicin
Provtagningsanvisning**

Kalprotektin, F-

Gäller från
2026-05-25

Analysbeteckning	Kalprotektin, F-
Remissord	F-Kalprotektin
Remiss	Elektronisk beställning Laborationeremiss 3 (A4)
Lab.datasystem	FlexLab
NPU-kod	NPU19717
Provtagning	Provet tas som stickprov Använd faecesrör utan tillsats med brun skruvlock och sked Patientinformation, Kalprotektin feces
Omhändertagande	Kylförvaras
Hållbarhet	6 dygn +2-8 °C Prov behöver inte skickas kylt till laboratoriet
Laboratorium	Laboratoriemedicin Västernorrland - Sundsvalls sjukhus, Klinisk kemi
Förväntad svarstid	Inom 5 dagar Analyseras 2 dagar/vecka
Referensintervall	< 50 µg/g
Klinisk beslutsgräns	
Bedömning	Koncentration av fekalt Kalprotektin uttrycks som µg Kalprotektin per g feces Hos friska vuxna är medianvärdet ca 25 µg/g och övre gräns för referensintervallet är 50 µg/g Friska nyfödda barn, kan ha kraftigt förhöjda värden av fekalt Kalprotektin Normalgränsen för vuxna (<50 µg/g) går att tillämpa på barn från ca 4-5 års ålder Medianvärdet hos patienter med kolorektal cancer är ca 350 µg/g Patienter med aktiv, symptomatisk IBD har nivåer mellan 200 och 20 000 µg/g F-Kalprotektin har stark prediktivt värde för skov av ulcerös kolit Behandling med NSAID kan ge förhöjda värden
Metod	EliA-metod, fotometri
Ackrediterad analys	För att se information om ackrediteringens omfattning se lista på laboratoriets sida på RVN.se
Interferenser	
Mätosäkerhet	
Sökord	Calprotectin
Anmärkning	

Klinisk information

F-Kalprotektin är av värde för utredning av IBD (inflammatory bowel disease) samt för kontroll av sjukdomsaktivitet och behandling.